NORDIC BIOLABS PRESENTERAR

Transfusionsnyt

Tema: Bloddonation

DK 1/2022











nordic biolabs

www.nordicbiolabs.dk info@nordicbiolabs.se Tlf. 32 52 88 00 Fax 32 52 88 79





Skift polstring på din gamle bloddonorstol. Kontakt os for flere farver, forskellige forslag til tekstil (materiale) og pris.

Vælg en bloddonorstol med ergonomi, sikkerhed og holdbarhed i fokus!

En bloddonorstol er en central del af blodcentret for, at patienten kan få en behagelig og sikker oplevelse ved donation af blod eller plasma. Så er det vigtigt at vælge en stol, der ikke kun ser godt ud, men også er stabil, komfortabel, nem at holde ren og har praktiske funktioner. holdbarhed og miljøpåvirkning er en anden vigtig del at tage højde for, når du planlægger dine indkøb.

Vegoria har med sine mange års erfaring og i samarbejde med dine eksperter, ude på blodcentrene, udviklet rigtig gode stole til sikker og behagelig bloddonation. En bloddonorstol fra Vegoria kan holde hele livet, hvis du passer ordentligt på den, hvilket ikke kun er godt for pengepungen, men også for miljøet. Det er også muligt at skifte betræk på stolene ved slid eller hvis man bliver træt af farven. Stolene og alle deres dele er fremstillet i svenske Ludvika, hvilket bidrager til en reduceret påvirkning af miljøet, da transporten forkortes væsentligt.

Bloddonorstolene er lavet af svensk stål, der er svejset sammen efter skabeloner for at sikre, at alle stole har nøjagtig samme standard. Herefter males stålstellet inden hynder fremstilles og klædes på efter dine ønsker. Der er flere forskellige betræk at vælge imellem både hvad angår materiale og farve. Standardpolstringen fås i 6 forskellige farver og kan tørres af med gængse midler som for eksempel Virkon. Den findes også syntetisk læder i flere forskellige farver, der kan tåle 75% ethanol. Bakterier og snavs sætter sig nemt fast i alle afkroge og derfor har puderne ingen sømme i polstringen. Det letter rengøringen og mindsker risikoen for smittespredning mellem patienter.

Bloddonorstolene fås manuelt eller elektrisk alt efter behov og der er også flere praktiske tilbehørsdele at vælge imellem for at gøre det nemmere for både personale og bloddonorer. Alle stole er naturligvis CE-mærkede iht. MDR.

Spar plads med en kombineret blodvugge og slangesvejser

Kombiner blodvuggen Bagmatic NOVO LS med slangesvejser Sealmatic C og få en kompakt og fleksibel arbejdsstation. Smart og nem at arbejde med.



LED-indikator, der under bloddonationen viser den aktuelle status / advarsler / fejl.



Klemme med slange-detektering for nem og smidig brug.



Effektiv 3D-blanding med justerbar hastighed.



Plads til batteri, der muliggør fleksibel blod-donation selv i marken.




Klar farve touch skærm med intuitiv navigation, tydelig fejlvisning og animerede hjælpein-struktioner.



Plads til batteri, der muliggør fleksibel blod-donation selv i marken.



LED-indikator, der viser batteristatus og svejsegrad.



Ergonomisk svejsehoved med stænkskærm og LED, der indikerer hvornår svejsningen er færdig.



Overvejer du at automatisere jeres blodgruppeanalyse?

Så er Magister C24 og Cellbind Screen gelkort den perfekte kombination til dit laboratorium.

Magister C24

Magister C24 er et kompakt, fleksibelt og fuldautomatisk instrument til blodgruppeanalyse. Med sit kompakte design er Magister C24 let at placere i ethvert laboratorium. Instrumentet er designet til at håndtere arbejdsgange i små til mellemstore laboratorier, der ønsker at fuldautomatisk deres blodgruppeanalyser. Hvis der er behov for højere kapacitet, så kan op til fire instrumenter tilsluttes
Sammen.

Sanquin

Kig ind i Magister C24



Plads til 32 reagensglas og 20 reagenspositioner



Centrifuge med kapacitet til 12 gel kort



Pipetteringsstation med en indbygget inkubatormodul som altid klar ved 37 grader



Høj opløsning læser til foto-dokumentation og opbevaring af op til 24 gelkort





Cellbind Screen Gel Card

Cellbind Screen er et mikrosøjlesystem til immunfiksering af røde blodlegemer. Metoden er baseret på immunfiksering af sensibiliserede røde blodlegemer i en mikrokolonne indeholdende en gelmatrix.

Fleksibel

Cellbind Screen gelkort er en fleksibel løsning, da kortene kun indeholder en gelmatrix og ingen blodtypereagenser. Det betyderat alle blodgruppeserologiske test kan udføres på en og samme kort inklusive typning af blodgruppeantigener, omvendt typning, cross-match, DAT og antistof screening og identifikation også antistoftitre-ring.

Let at læse og fortolke

Klar forskel mellem positiv og negativ reaktion. I en positiv reaktion vil røde blodlegemer blive fanget i det øverste lag af gelmatrixen og i en negativ reaktion kommer kun én diskret pellet med røde blodlegemer, der kan ses i bunden af søjlen. Dette gør læse gel-kortene, enten manuelt eller med en læser meget enkelt og overskueligt.

Let at automatisere

Cellbind Screen gelkort kan bruges både manuelt og i et automatiseret system som Magister C24, der giver stor fleksibilitet og mulighed for at udvide fra manuelt arbejde til automatisering.

For mere information om instrumenter, gelkort og reagenser
kontakt Elna Follin - elna.follin@nordicbiolabs.se, +46 70 467 98 51.

Sanquin

LEUCOmatic M48 (M) automatisk filtrerings-stander

Motoriseret LEUCOmatic M48 (M) er tilsluttet stikkontakt til at hæve og sænke hylderne en højde, der passer til brugeren ved filtrering leukocytter. Hænge, tage ned og løfte af filtreringsenhederne er både enkle og ergono-miske.

LEUCOmatic M48 (M) er udstyret med gummibelagte hjul, for støjsvage og nem flytning af systemet og efterlader ingen mærker på gulvet. Alle hjul har en låsemekanisme. LEUCOmatic M48 (M) er bygget i rustfrit stål med aftagelige dele for nem og grundig rengøring.

Udstyret har en kapacitet til 48 poser, med en maksimal længde på filteret på 185 cm.



Art nr: FM-10050

lmb



”Lokal blodbank” betyder faktisk lokal blodbank med Haemonetics BloodTrack®

BloodTrack Haemobank er en 24/7 automatiseret transfusionsservice, blodbankens forlængede arm ud til de afdelinger, hvor blodet anvendes.

Haemobank kan hjælpe jeres transfusionsservice med følgende:

- Kontrol og overvågning af adgang til blodenheder lagret udenfor blodbanken
- Forbedre synlighed og sporbarhed ved opbevaring og brug af blodenheder
- Forkorte adgangstiden til akutte blodtransfusioner på en patientsikker måde
- Håndtere og administrere krydstestede enheder, typebestemte enheder og nødblod

Kontakt os for yderligere information

Anders Johnsson
+46 73 461 50 66
anders.johnsson@nordicbiolabs.se

HAEMONETICS®

NY LEVERANDØR - BRADY

Etiketter, printere og software



Kontakt os for yderligere information eller rådgivning omkring specifikke behov. Vi hjælper dig gerne.

Holdbarer etiketter til laboratorier

Fra Brady tilbyder vi ettiketer i mange forskellige materialer, former, størrelser og modstandsdygtighed. Serien omfatter etiketter, der er lavet til at modstå ekstreme temperaturer og skrappe kemikalier, se nedenfor;

- Frost (-80°C)
- Flydende nitrogen (-196°C)
- Autoklavering (+121°C)
- Varmtvandsbad (100°C)
- Kemikalier og opløsningsmidler (Xylen, DMSO og ethanol)



Conical, Tube and Vial



Bottle Tamper Seal



Vial Top



General Lab ID



Centrifuge and Microcentrifuge




Slide



Tissue Cassette



Straw and Rod



Glassware and Container



Well Plate



Sterilisation

Printere

Mobile og stationære etiket printere samt software til fremstilling af etiketter baseret på de specifikke behov i hvert laboratorium.



Har du brug for en ny centrifuge?

Nordic Biolabs tilbyder en bred vifte af højkvalitets blodbankcentrifuger fra den franske producent AFI.

Nogle vigtige ting om vores centrifuger:

- Centrifuger er 100 % europæisk fremstillet.
- Nem service med al elektronik i en kasse, der nemt og hurtigt kan udskiftes ved nedbrud.
- Rotorskift uden brug af værktøj.

Eksempel på hvad vi kan tilbyde:



Loreena blood bank:

- 4x blodposer 450mL med satellitposer
- 4x blodposerr 600mL med satellitposer
- 8 x blodposerr 450mL utan satellitposer



Katrina blood bank:

- 12x blodposer 450 mL + 2 eller 3 satellitposer



Iben Kofoed Piper
9384 5256
iben.kofoedpiper@nordicbiolabs.dk



Jesper Secher
2466 4525
jesper.secher@nordicbiolabs.dk

nordic biolabs
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se